

Camas de hospital reacondicionadas de Hill-Rom que cuentan con pedales centrales para el control de frenos y dirección.

Perfecto para hospitales, centros de cirugías y instalaciones de enseñanza.

Especificaciones

- » Cama de motor
- » Tiempo de viaje de alto-bajo: 21 segundos
- » Tamaño de colchón: 36"(ancho) x 80"(largo)
- » Dimensiones total (sin topes): 36.5"(ancho) x 88" (largo)
- » Espacio de la estructura de cama con ruedas de 5": 7.5"
- » Posición baja: 17"
- » Posición alta: 30"
- » Pedal central para el control de frenos y dirección

Opciones

- » Radio/Televisión
- » Salida de cama
- » Llamada de enfermera
- » Paralelogramo (Nuevo Estilo) carriles laterales
- » Superficie Ortopédicos (Capa Dura)
- » Colchón (construido con las especificaciones de fabricante original)
- » Pintura Neutral
- » Parachoques rodillos

Procedimientos de Reacondicionamiento

- » Superficie de muelle (Estándar) o superficie ortopedia/capa dura (Opcional)
- » Nuevas placas de circuito impreso, garantía de 5 años
- » Totalmente reconstruida rieles laterales con nuevos plásticos y interruptores
- » Nueva cabeza y pies de cama, la elección de los colores de laminado, garantía de por vida
- » Pintura nueva: Gris pardo (Estándar) o neutral (Opcional)
- » Etiquetas nuevas
- » Nueva uniones del motor y los condensadores
- » Colchones nuevas construido a las especificaciones de fabricante original
- » Ruedas reconstruida con nuevos componentes
- » Disponible con transformadores de 220 voltios
- » Pruebas de funciones completas
- » Funciones básicas de la cama (la cabeza, la rodilla, alto-bajo)

